

Wandhalterung / Aufhängung für Eimer, 5686x , 5688x, 5692x und 5694x

370 mm



Artikel Nr.: 16200

Die Halterung ermöglicht das Aufhängen von Vikans 6-Liter- (Artikel-Nr. 5688x) und 12-Liter-Eimern (Artikel-Nr. 5686x) zum Befüllen. Zudem können Sie diese Eimer und den 20-Liter-Eimer (Artikel-Nr. 5692x) von Vikan nach der Reinigung mit der Öffnung nach unten aufbewahren. Ein kleiner Haken an der Halterung ermöglicht die Lagerung von Deckel oder Bürste und sorgt so für optimale Hygiene.

Allgemeine Informationen

Material	Edelstahl (AISI 304)
Ursprungsland ISO Code	CN
Ursprungsland	China

Produktabmessungen

Produkt Länge/Tiefe	370 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	350 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	0 Stk.
Colli Länge/Tiefe	480 mm
Colli Breite	80 mm
Colli Höhe	65 mm
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP) je Stk.	0,08 kg
Total Tare Weight	0,08 kg
Bruttogewicht	0,31 kg.
Kubikmeter	0,00148 M3
GTIN-13 Nummer	5705020162008
Zolltarif	83025000

Compliance- und Standarddetails

Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Nein
--	------

Artikel Nr.: 16200

Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.